



CEDERROTH

Eye & Wound Cleansing Spray

Spray för att rengöra och skölja bort damm och smuts ur ögon och sår.

Spraya med ett avstånd på 10-15 cm från ögat eller såret. Sprayen ger ett mjukt vätskeflöde och har en total spoltid på 5 minuter, praktiskt för till exempel skrubbsår som behöver rengöras ordentligt. Sprayen kan användas flera gånger och är steril till sista droppen.

Produktfördelar

- Kombinerad ögon- och sårtvätt
- Passar i Första Hjälpen-stationen
- Kan användas flera gånger
- Steril till sista droppen
- Hållbarhetstid 5 år.


Flaskans konstruktion gör att den kan användas i alla riktningar, även upp och nervänd. Den transparenta kapsylen har ett sigill som bryts vid första öppnandet. Flaskan kan förvaras både stående och liggande. Innehåller 150 ml steril koksaltlösning, 0,9% NaCl. Miljövänlig drivgas.

Rengör munstycket före användning genom att spraya kort i luften. Trycksatt flaska, ska inte utsättas för temperatur över 50°C. Får inte punkteras eller brännas. Innehåller 150 ml steril obuffrad koksaltlösning, 0,9% NaCl. Total spoltid 5 minuter.



Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray REF 726000

Flaskans mått: H 162 mm x Ø 53 mm



Orkla Wound Care AB (Svetsarvägen 15), Box 1336, SE-171 26 Solna, Sverige
Tel +46 (0)8 590 963 25, firstaid@cederroth.com www.cederroth.com